

PROMNOVA ACID F SOFT D 055



**Кислотное средство для деликатного ухода
за акриловыми и металлическими поверхностями**

ДЛЯ САУЗЛОВ



Способ применения

КОНЦЕНТРАТ

ГОТОВОЕ
СРЕДСТВО



Рабочий раствор концентрированного средства готовится из расчета 80–120 мл на 1 л воды. Рабочий раствор нанести на увлажнённую поверхность, растереть щёткой, оставить на 1–2 минуты, тщательно смыть водой.

Предупреждение

При первом применении необходимо протестировать обрабатываемую поверхность на устойчивость к средству.



Осторожно

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей, вдали от пищевых продуктов. Не смешивать с другими средствами. Перед применением прочитать инструкцию. Использовать перчатки. Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

Средство моющее Dolphin Promnova Acid F Soft
ТУ 2381-007-85522504-2013

Эффективно очищает различные поверхности в санитарной комнате от известковых отложений и органических загрязнений. Обеспечивает деликатный уход за акриловыми и металлическими поверхностями. При регулярном применении средства замедляется образование налёта. Используется для ежедневного и периодического ухода за душевыми кабинами, сантехникой, смесителями.

Средство производится в виде концентрата (флакон 1 л и канистра 5 л) и готового раствора (флакон 0,5 л). После опустошения флакон с распылителем подлежит дальнейшему использованию для приготовления рабочего раствора из концентрата вручную, либо посредством дозирующего оборудования.

Область применения

Рекомендуется для профессиональной уборки в местах общественного пользования, гостиницах, на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности, в сфере обслуживания.

Уровень pH: концентрата – 2,5;
1% раствора – 3,0.






Плотность вещества: 1,04 кг/м³.

Состав: вода >30%, комплекс органических кислот 5–15%, НПАВ <5%, КПАВ <5%, регулятор реологии, краситель.

Условия хранения: хранить в заводской упаковке при температуре +5...+25°С. Не допускать замораживания и попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности: 24 месяца.

Отгрузочная информация

	 0,5 л	 1 л	 5 л
Тара:	0,5 л	1 л	5 л
Артикул:	D055-05	D055-1	D055-5
ЕАН-код:	4602009475849	4602009570001	4602009475863
Количество в коробке, шт.:	18	12	3
ИТФ-код:	14602009475846	14602009570008	14602009475860
Габаритные размеры, мм:	385x260x250	285x260x248	400x195x305
Вес брутто, кг:	10,8	13,6	16,4



Подробная информация
о средстве – на сайте
по ссылке QR-кода.

Изготовитель: ООО «Долфин», Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Нарвский округ, пер. Химический, д. 1, лит. О, помещ. 6-Н, офис 59. Телефон/факс: +7 (812) 320-46-62. E-mail: sales@dolphinrus.ru



www.DolphinRUS.ru



8 800 550-80-38

